

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Septiwipes

Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Gefahrenauslöser:

Quarternäre Ammoniumverbindungen

Gehalt: < 1 %

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Bei sachgemäßer Handhabung und bei Beachtung der allgemein geltenden Hygienevorschriften sind keine gesundheitlichen Schäden bekannt geworden.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Hinweis zum sicheren Umgang:

Den Behälter fest verschlossen halten.
Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät (Gasfiltertyp A) anlegen.¹⁾

Handschutz:

Gummi- oder Plastikhandschuhe

Augenschutz:

dicht schließende Schutzbrille, Augensprühflasche mit reinem Wasser

Körperschutz:

langärmelige Arbeitskleidung¹⁾

Hinweis zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzkleidung verwenden.

Bei Entwicklung von Dämpfen Atemschutz verwenden.

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel) Aufschaukeln und in geeignete Behälter zur Entsorgung bringen.

Notruf:

Fluchtweg:

ERSTE HILFE



Allgemeine Hinweise:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen. Nach Einatmen der Dämpfe oder Zersetzungsprodukten im Unglücksfall an die frische Luft bringen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Einatmen:

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Augenärztliche Behandlung.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen. Viel Wasser trinken. Arzt konsultieren. Die Entscheidung darüber, ob Brechreiz ausgelöst werden soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Allgemeine Hinweise:

Nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Schwach wassergefährdend.

Empfehlung Produkt:

Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften verbrannt werden.

Abfallschlüsselnummer: 07 06 99 (EG)

Empfehlung Verpackungen:

Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.

1) Gilt vornehmlich für das Freiwerden größerer Mengen bei Unfällen und Unregelmäßigkeiten!

Stand: 03/07